



Manuel Via[®] Nano 6.1

Édition canadienne en français



Modèle ViaNano6.1



DOC100205v100

Renseignements sur le droit d'auteur et la marque de commerce

© 2024 PRC-Salttillo. Les droits de réimpression non commerciale pour un usage clinique ou personnel sont accordés avec l'avertissement du droit d'auteur. L'usage commercial est interdit; ils ne peuvent pas être utilisés pour la revente. Contactez PRC-Salttillo pour toute question concernant les utilisations autorisées.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, CoreScanner™, Dialogue®, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, PRiO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, UNIDAD®, Unity®, VersaChat™, VersaEye™, VersaSpeaker™, VersaWrap™, Via®, VocabPC™, et Xtreme™ sont des marques commerciales de PRC-Salttillo.

Acapela Group® et my-own-voice™ sont des marques commerciales d'Acapela Group. Acapela Group, Droit d'auteur 2024. Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation. La technologie de synthèse vocale Acapela et les voix synthétiques contenues dans ce logiciel sont incluses gratuitement pour l'utilisation par l'utilisateur final, mais ne peuvent être utilisées qu'à des fins de communication et ne peuvent être vendues, copiées ou exploitées d'une autre manière pour tout type de profit.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID®, et TrueDepth® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par PRC-Salttillo se fait sous licence.

CAVIWIPES™ est une marque déposée de Metrex Research LLC.

Dropbox® est une marque déposée de Dropbox, Inc.

Facebook® est une marque déposée de Facebook, Inc.

Google™, Google Docs™, Google Drive™, Google Play™, Android™, Chromebook™, Gmail™ et YouTube™ sont des marques de commerces de Google Inc.

Intel®, le logo Intel, Intel® Core™ et Celeron® sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

iOS® est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Ivona est fourni par ReadSpeaker.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

My QuickChat™ est la propriété de Talk To Me Technologies.

Netflix® est une marque de Netflix, Inc.

PCS® est une marque déposée de Tobii Dynavox LLC. Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation.

Samsung® et Galaxy Tab® sont des marques déposées de Samsung Electronics America, Inc.

Les symboles utilisés dans cet ouvrage sont la propriété de n2y, LLC. Utilisé avec autorisation sous licence. © 2024.

TIK TOK est une marque de Bytedance Ltd.

Velcro® est une marque déposée de Velcro BVBA.

VocaliD™ est une marque de VocaliD, Inc.

The Voice Keeper et les voix d'Almagu sont des propriétés intellectuelles d'Almagu.

WHATSAPP est une marque de WHATSAPP LLC.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Windex® est une marque déposée de S. C. Johnson & Son, Inc.

WordPower® est une marque de Inman Innovations, Inc. © 2001-2024; tous droits réservés. Utilisé avec l'autorisation de l'auteur.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Version du document / Modèle

DOC100205v100 · 12/19/2024

S'applique au modèle ViaNano6.1 ; appareils dédiés et non dédiés

Contents

| | |
|---|-----------|
| Présentation de l'appareil | 4 |
| Service client et support technique | 4 |
| Obtenir de l'aide | 4 |
| Appareils dédiés | 4 |
| Fonctionnalités de l'appareil | 5 |
| Montage de votre appareil | 6 |
| Allumer et éteindre l'appareil | 7 |
| Allumer et éteindre l'amplificateur | 7 |
| Contrôle de Volume | 8 |
| Utiliser l'écran tactile | 8 |
| Chargement de l'appareil et de l'amplificateur | 9 |
| Nettoyer et désinfection de votre appareil | 11 |
| Nettoye et désinfection routine | 11 |
| Désinfection d'un appareil et accessoires utilisé pas plusieurs clients | 12 |
| Configuration d'un module AeroSwitch avec votre appareil | 13 |
| Applications iOS | 14 |
| TouchChat | 14 |
| LAMP Words for Life | 14 |
| Dialogue AAC..... | 14 |
| Accès guidé | 15 |
| Mise au rebut de votre appareil | 16 |
| Effacer les informations privées d'un appareil non dédié..... | 16 |
| Organiser la suppression des informations privées à partir d'un appareil dédié..... | 16 |
| Éliminer l'appareil | 16 |
| Spécifications | 17 |
| Informations de sécurité | 18 |
| Informations de conformité | 21 |
| Informations de contact | 30 |

Présentation de l'appareil

Via® Nano 6.1 est un appareil électronique de génération de parole qui améliore la communication pour une personne souffrant de troubles de la parole/du langage. Chaque appareil et ses programmes linguistiques donnent à l'utilisateur le pouvoir d'engager une conversation, de rechercher des informations, d'exprimer son opinion et de partager ses sentiments. L'étui offre une protection tandis que l'amplificateur et les haut-parleurs Bluetooth® augmentent la sortie audio.

L'appareil peut être tenu à la main ou placé sur une surface plane et utilisé avec un support. Accédez à l'appareil en utilisant l'écran tactile ou une variété de commutateurs.

Ce manuel propose des instructions étape par étape pour démarrer avec votre appareil.

Service client et support technique

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide pour configurer, utiliser ou entretenir votre appareil ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par l'une des méthodes suivantes

Téléphone : Call 1-877-872-1428

Courriel : Contact service@salttillo.com

Assistance pour le site Web Realize Language™: Contact support@realizelanguage.com

Appareils dédiés

Un appareil dédié est configuré pour la communication uniquement. Votre source de financement exige que votre appareil soit verrouillé lors de l'expédition. Si vous souhaitez activer des fonctionnalités supplémentaires, contactez le service de gestion des commandes PRC-Salttillo au (800) 262-1933 ou envoyez un courriel à sales@prc-salttillo.com.

Un appareil dédié est configuré avec l'accès guidé activé. Si vous ne parvenez pas à localiser le code d'accès guidé dans votre boîte d'expédition, veuillez appeler notre équipe d'assistance pour obtenir ces informations. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'accès guidé, consultez [Accès guidé](#).

Fonctionnalités de l'appareil


Vue de face



- 1 Supports pour attacher une sangle *
- 2 Étui
- 3 Écran tactile
- 4 Boutons de volume
- 5 Bouton veille/réveil

* Une dragonne et une bandoulière sont fournies avec votre appareil.

Vue de derrière



- 1 Boutons de volume
- 2 Haut-parleurs de l'amplificateur
- 3 Cosses de fixation pour attacher une sangle
- 4 Caméras arrière
- 5 Bouton veille/réveil
- 6 Bouton d'alimentation de l'amplificateur
- 7 DELs d'amplificateur
- 8 Port USB-C

Vue de profil



- 1 Cosse de fixation pour attacher une sangle
- 2 Port USB-C
- 3 Boutons de volume
- 4 Écran tactile

Montage de votre appareil

Si vous souhaitez monter votre appareil, utilisez un outil pour retirer les cosses de fixation de la sangle. Utilisez ensuite les trous de montage 1/4-20 exposés pour fixer le support.




- ⚠ Les cosses de fixation peuvent présenter un risque d'étouffement.
Placez-les dans un endroit sûr.

Allumer et éteindre l'appareil

Cette section s'applique uniquement aux appareils non dédiés.

Le bouton veille/réveil permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.



Pour allumer l'appareil : maintenez le bouton de mise en veille/marche enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple® apparaisse à l'écran.

Pour éteindre l'appareil : maintenez le bouton de mise en veille/marche et le bouton d'augmentation ou de diminution du volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran Éteindre s'affiche. Faites ensuite glisser le bouton d'arrêt à l'écran vers la droite pour éteindre l'appareil.

Allumer et éteindre l'amplificateur

Le bouton de réinitialisation/d'alimentation de l'amplificateur est étiqueté « I/O ». Le bouton est encastré. Lorsque vous devez appuyer dessus, utilisez une épingle.



Pour éteindre l'amplificateur : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED de l'amplificateur s'éteigne.

Pour allumer l'amplificateur : appuyez sur le bouton pendant une seconde. La LED de l'amplificateur clignote pour indiquer que l'amplificateur est allumé.

Contrôle de Volume



Un volume trop élevé ou le niveau de pression sonore lors de l'utilisation des écouteurs ou un casque peuvent entraîner une perte auditive sur des périodes prolongées.

Les boutons de volume sont situés sur le bord de l'appareil. Appuyer sur un bouton augmente le volume et appuyer sur l'autre diminue le volume.



Utiliser l'écran tactile

Votre appareil NovaChat est livré avec un écran tactile capacitif. Il répond le mieux à une touche légère du bout du doigt.

Important! Presser sur l'écran tactile en utilisant une force excessive ou d'un objet en métal risque d'endommager la surface de verre tempéré et d'annuler la garantie.

Un stylos compatible avec votre appareil est fourni. Si vous le désirez, vous pouvez acheter un autre stylos, mais assurez-vous qu'il soit compatible avec un écran tactile capacitif. Le stylos fourni possède un trou à l'une des extrémités pour être attaché à un individu ou à l'appareil avec une chaîne, une cordelette ou une dragonne.



Le stylos est un risque pour percer les yeux.

Chargement de l'appareil et de l'amplificateur

Vous avez reçu un chargeur de batterie avec votre appareil. Une extrémité du chargeur se branche sur une prise murale (un parasurtenseur est recommandé). L'autre extrémité est dotée d'un connecteur USB-C, vous permettant de charger l'appareil et l'amplificateur en même temps.

time.



- 1 DELs d'amplificateur
- 2 Port USB-C

- ⚠ Utilisez seulement le chargeur fournit avec votre appareil.
- ⚠ Les fils et les câbles posent un risque d'enchevêtrement et d'étranglement. Prenez ce risque en considération avant de remettre ces articles en possession des utilisateurs de l'appareil.
- ⚠ Inspectez régulièrement les câbles, les fils et les raccords pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout là où ils sont davantage sollicités. Les câbles et les fils peuvent être endommagés ou effilochés avec le temps ou s'ils sont utilisés de façon intensive. Un câble effiloché pourrait par exemple entraîner le court-circuit du chargeur de batterie ou de l'adaptateur électrique, ce qui pose un risque pour l'utilisateur. Si un câble, un fil ou un raccord est usé ou endommagé, appelez le service d'entretien pour le faire remplacer.
- ⚠ Placez l'appareil dans un endroit sécuritaire pendant qu'il charge.
- ⚠ Les batteries de la tablette et les batteries de l'amplificateur ne peuvent être remplacées par le client.

Pour charger l'appareil et l'amplificateur :

Conseil : nous vous suggérons de charger le système chaque nuit.

1. Branchez le câble USB-C du chargeur sur le port de chargement de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise murale ou un parasurtenseur.
3. La LED au-dessus du port USB-C clignote pendant la charge et reste allumée lorsque l'amplificateur est complètement chargé.

Lorsque l'appareil et l'amplificateur sont complètement chargés :

1. Débranchez le chargeur de l'appareil.
2. Débranchez le chargeur de la prise murale ou du parasurtenseur (en option).
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'appareil pour allumer l'éclairage de l'écran.

Vérification de l'état de la batterie

Pour vérifier le niveau de la batterie ou l'état de charge à tout moment, créez un bouton avec l'action État de la batterie ou recherchez et appuyez sur un bouton d'état de la batterie dans votre vocabulaire.

Prolonger la durée de vie de la batterie

Pour prolonger la durée de vie de la batterie d'un appareil non dédié, assombrissez l'écran. Ouvrez les paramètres de l'iPad, sélectionnez **Affichage et luminosité**, puis faites glisser le curseur.

Nettoyer et désinfection de votre appareil

Si votre appareil ne sera utilisé que par un seul client, le nettoyage et la désinfection de routine devraient être suffisantes. Toutefois, si plusieurs clients utiliseront le périphérique, prendre des mesures supplémentaires pour nettoyer et désinfecter l'appareil après qu'il a été utilisé par un client avant de lui permettre d'être utilisé par un autre client.

Nettoyage et désinfection routine

Important ! N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs et ne vaporisez pas d'eau ou de nettoyant sur l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

L'écran tactile est très sensible. Les traces de doigts, la poussière, la saleté, la salive, etc. affecteront ses performances. L'écran réagit également aux gouttes de pluie et aux températures extrêmes (condensation).

Pour dépoussiérer l'écran tactile, utilisez un chiffon doux non pelucheux. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez un chiffon légèrement humide non pelucheux, puis séchez l'écran avec un autre chiffon doux non pelucheux.

Nettoyage des composants de l'appareil

Vous pouvez laver les composants de l'appareil à l'eau chaude savonneuse. Séchez-les soigneusement avant de remonter l'appareil. La meilleure pratique pour un nettoyage régulier consiste à sécher les accessoires à la main, à les poser sur une serviette sèche et à les laisser sécher à l'air libre pendant environ 5 minutes avant de les replacer sur l'appareil.

Désinfection

Pour désinfecter tout sauf l'écran, utilisez une solution de vinaigre et d'eau (¼ de tasse de vinaigre pour 1 tasse d'eau). Essayez l'emballage (pas l'écran) à l'aide d'un chiffon imbibé de cette solution. Laissez tout l'équipement sécher à l'air libre. N'utilisez pas de vinaigre et d'eau sur l'écran !

Qu'en est-il de la bave/salive ?

Toute salive doit être essuyée immédiatement, en particulier sur l'écran tactile ou autour de l'un des connecteurs. Utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux pour essuyer l'appareil.

Qu'en est-il des déversements, de la pluie ou de l'immersion accidentelle ?

Si vous renversez du liquide ou une substance liquide sur votre appareil, si vous êtes pris dans une averse ou si l'appareil tombe accidentellement dans du liquide, séchez immédiatement les composants aussi soigneusement que possible. Essayez d'utiliser l'appareil. S'il ne fonctionne pas, appelez le support technique et dites-leur ce qui s'est passé. Ils peuvent vous demander d'envoyer votre appareil en réparation.

Désinfection d'un appareil et accessoires utilisé pas plusieurs clients

Note : Ce section s'applique seulement lorsque plusieurs clients utiliseront le même appareil. Dans cette situation, c'est vitale de désinfecter l'appareil et les accessoires qui ont été utilisé par un client avant de les utiliser avec un autre client.

Étape un : Mettre des gants protectifs

Prochaine étape : Nettoyer appareil et accessoires

1. Essuie l'appareil et accessoires avec des essuie-tout désinfectées. (Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, Fungicidal)—Metrex CaviWipes™. Suivre les instructions d'utilisation fourni par le manufacture des produits de désinfection.
2. Prends un Q-tip avec un nettoyant appliqué (par exemple, Windex® ou un autre nettoyant commerciale) et nettoyer a l'intérieur des crevages et craques. Vous pourriez aussi utilisé un brosse à dents.
3. Utiliser un souffleur d'air sur l'appareil ou essuyer pour sécher.
Important! Soyez certain que tout la terre est enlever de l'appareil es accessoires. Ceci est vitale avant de procéder avec l'équipement de désinfection.

Prochaine étape : Désinfecter appareil et accessoires

1. Essuie l'appareil et accessoires avec des essuie-tout désinfectées. (Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, Fungicidal)—Metrex CaviWipes™. Suivre les instructions d'utilisation fourni par le manufacture des produits de désinfection.
2. Soyez certains de nettoyer tous les craques et coins et essuyez plus qu'une fois si nécessaire pour garder l'appareille mouillé pour une minimum de trois (3) minutes.
3. Permettre l'appareil et les accessoires le temps pour séchez.

Dernière étape : Essuyez l'écran tactile

1. Lorsque les appareils et accessoires sont sec, essuyez les endroits de vu (écran tactile, clavier) avec un nettoyant de vitre pour que l'écran garde sa couleur.
2. Permettre l'écran le temps te séchez.

Configuration d'un module AeroSwitch avec votre appareil

AeroSwitch® est un contacteur à distance sans fil pouvant être utilisé pour commander sans fil des appareils électroniques générateurs de parole.

Si vous utilisez le balayage dans l'application TouchChat, LAMP Words for Life (WFL) ou Dialogue AAC :

Configurez votre appareil en mode diffusion.

1. Assurez-vous que l'AeroSwitch est hors tension.
2. Réglez le cadran rotatif sur le mode de diffusion voulu et activez l'AeroSwitch.
3. Dans TouchChat, WFL ou Dialogue, choisissez **Menu > Paramètres > Entrée > Balayage** et assurez-vous que **Balayage activé** est sélectionné.
4. Choisissez **Balayage > Configuration contacteurs > Configuration des contacteurs** et sélectionnez **1 contacteur** ou **2 contacteurs**.
5. Si vous avez sélectionné **1 contacteur**, l'invite « Appuyer sur n'importe quel contacteur » s'affiche. Appuyez sur le contacteur voulu et relâchez-le.
6. Si vous avez sélectionné **2 contacteurs**, sélectionnez **Contacteur 2**, puis appuyez sur le deuxième contacteur et relâchez-le.

Si vous utilisez le balayage iOS :

Configurez votre appareil en mode clavier.

1. Dans les réglages iOS de votre appareil, ouvrez les paramètres Bluetooth.
2. Assurez-vous que l'AeroSwitch est hors tension.
3. Réglez le cadran rotatif sur le mode clavier voulu et activez l'AeroSwitch.
4. Appuyez sur le bouton de jumelage AeroSwitch, et relâchez-le. *Le voyant à DEL bleu doit clignoter.*
Remarque : L'AeroSwitch sera alors détectable par votre appareil.
5. Sur l'appareil, sélectionnez AeroSwitch dans les paramètres Bluetooth.
6. Si le système vous demande un code, entrez **000000**.
7. Appuyez sur **Pair**.

Remarque : Pour configurer le balayage des contacteurs, consultez la documentation disponible pour votre appareil.

Déconnexion ou déjumelage de l'AeroSwitch et de l'appareil

Si vous avez connecté l'AeroSwitch en mode diffusion, vous n'avez pas besoin de le déconnecter de l'appareil.

Si vous avez connecté le contacteur en mode clavier, déconnectez-le en sélectionnant **iOS Réglages > Général > Bluetooth > AeroSwitch**, puis sélectionnez **Oublier cet appareil**.

Applications iOS

Votre appareil Via Pro est livré avec l'une des applications iOS® suivantes préinstallées.

TouchChat

L'application TouchChat® est une solution de communication complète pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser leur voix naturelle. TouchChat est conçue pour les personnes atteintes d'autisme, de trisomie 21, de SLA, d'apraxie, d'accident vasculaire cérébral ou d'autres maladies qui affectent la capacité d'une personne à utiliser la parole naturelle.

Les mots, les phrases et les messages sont prononcés avec un synthétiseur vocal intégré. Différentes voix synthétisées sont disponibles dans plusieurs langues, ce qui permet à l'utilisateur de choisir une voix qui correspond à sa personnalité.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application :

Accédez à <https://touchchatapp.com/manuals-and-qrgs>.

LAMP Words for Life

LAMP Words for Life® est un système linguistique robuste qui combine la puissance du système linguistique Unity® de PRC et l'approche d'acquisition du langage par la planification motrice (LAMP™). L'application convient aux communicateurs débutants qui apprennent tout juste qu'ils peuvent influencer leur entourage, ainsi qu'aux communicateurs expérimentés possédant des compétences linguistiques avancées. L'application est basée sur des symboles, mais ceux-ci sont associés à du texte pour favoriser le développement de l'alphabétisation.

Chaque mot est produit par un modèle moteur unique et cohérent. Lorsque l'on utilise un modèle moteur cohérent pour produire une réponse cohérente, au fil du temps et de la pratique, le mouvement devient automatique et peut être produit rapidement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application :

Accédez à <https://lampwflapp.com/support/support-articles/lamp-users-guide>.

Dialogue AAC

Dialogue® AAC est une application iOS conçue pour les personnes alphabétisées qui ont besoin de CAA (communication améliorée et alternative). La banque de messages intégrée permet à l'individu d'importer des messages qui utilisent sa propre voix. L'application est accessible par le toucher, le balayage ou le suivi de la tête.

Le système de vocabulaire Essence® est un système de vocabulaire simple basé sur l'orthographe et les phrases qui s'adapte à différentes capacités visuelles et motrices. Le vocabulaire Essence permet aux individus d'utiliser l'orthographe et la prédiction de mots pour dire pratiquement n'importe quoi. La personnalisation avec des phrases spécifiques et personnalisées est facile à réaliser, ce qui permet au système d'évoluer en fonction des besoins de chaque individu.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application :

Accédez à <https://www.prc-salttillo.com/dialogueaacapp#support>.

Accès guidé

Important ! Si vous modifiez le code d'accès à tout moment, PRC-Salttillo ne pourra pas récupérer votre nouveau code d'accès pour vous.

L'accès guidé vous aide à vous concentrer sur ce que vous devez faire dans l'application en limitant temporairement ce à quoi l'appareil vous permettra d'accéder.

- Limitez l'appareil à une seule application
- Contrôlez les fonctionnalités de l'application disponibles
- Désactivez les zones de l'écran qui ne s'appliquent pas à ce que vous essayez de faire dans l'application
- Désactivez les boutons matériels de l'appareil
- Limitez la durée d'utilisation de l'application

Fin d'une session d'accès guidé

1. Cliquez trois fois rapidement sur le bouton Veille/réveil.
2. Saisissez le code d'accès guidé.
3. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour accéder au menu iOS.

Important ! Si vous choisissez de modifier votre code d'accès guidé, notez-le et conservez-le dans un endroit sûr. PRC-Salttillo ne peut pas restaurer un code d'accès guidé oublié.

Redémarrer une session d'accès guide

1. Ouvrez votre application.
2. Cliquez trois fois rapidement sur le bouton Veille/Réveil. Le message « Accès guidé démarré » apparaîtra brièvement.

Pour plus d'informations sur l'accès guidé :

Accédez à la section « Utiliser l'accès guidé sur iPad » du guide d'utilisation de l'iPad :

<https://support.apple.com/guide/ipad/use-guided-access-ipada16d1374/ipados>

Mise au rebut de votre appareil

Si vous devez mettre au rebut votre appareil, effacez d'abord toutes les informations privées qu'il contient.

Important ! La suppression des informations privées supprimera vos vocabulaires personnalisés et autres fichiers importants. Avant de commencer cette procédure, assurez-vous de sauvegarder vos vocabulaires et autres fichiers importants.

Effacer les informations privées d'un appareil non dédié

1. Balayez vers le haut pour déverrouiller le bouton d'accueil (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Général**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Réinitialiser**.
5. Appuyez sur **Effacer tout le contenu et les paramètres**.
 - Appuyez sur **Effacer maintenant** à l'invite « Voulez-vous mettre à jour votre sauvegarde iCloud avant d'effacer ? »
 - Saisissez le code de restriction de l'appareil.
 - Appuyez sur **Effacer** dans la boîte de dialogue Effacer l'iPad.
 - Appuyez sur **Effacer** dans la deuxième boîte de dialogue Effacer l'iPad.
 - Saisissez le mot de passe du compte sur l'appareil.
6. L'appareil effacera le contenu et redémarrera.

Organiser la suppression des informations privées à partir d'un appareil dédié

1. Contactez le service PRC-Salttillo.

Téléphone : 1-877-872-1428

E-mail : service@prc-salttillo.com

2. Suivez les instructions fournies par le service pour emballer et expédier votre appareil.

Éliminer l'appareil

1. Assurez-vous d'effacer toutes les informations privées de votre appareil en suivant l'une des procédures ci-dessus.
2. Éliminez l'appareil conformément aux lois locales, nationales et/ou fédérales en matière de recyclage électronique.

Spécifications

Poids

1,0 lb (0,47 kg)

Dimensions

7,72 po (19,61 cm) x 3,59 po (9,13 cm) x 1,45 po (3,69 cm)

Durée de vie de la batterie

De 10 à 12 heures, selon l'utilisation individuelle et les réglages choisis

Logiciel/Système d'exploitation

TouchChat, LAMP Words for Life, Dialogue AAC apps / iPadOS

Pièces standards

amplificateur, poignée, chargeur de batterie, câble USB-C, stylus

Environnement opérationnel

Température ambiante : 5°C à 40°C (41°F à 104°F)

Humidité relative : 15% to 93%, sans condensation

Pression atmosphérique : 70 kPa à 106 kPa

The device needs to be protected from moisture during use.

Environnement de transport et d'entreposage

Pendant le transport ou le stockage, la plage de températures à laquelle l'appareil peut être exposé est de -25 ° C (-13 ° F) sans contrôle de l'humidité relative à 70 ° C (158 ° F) à une humidité relative jusqu'à 93%, sans condensation.

Conditions de température pour contact direct

À une température ambiante de 40 ° C (104 ° F), la température de surface à l'arrière de l'appareil peut augmenter jusqu'à 11 ° C (51,8 ° F) pendant le chargement à une température de 51 ° C (123,8 ° F) . Pour cette raison, minimisez le contact avec l'arrière de l'appareil pendant que l'appareil est en charge.

- ⚠ Pendant que l'appareil est en charge, toucher la surface de l'appareil avec une peau lésée pourrait aggraver la blessure.
- ⚠ Pendant que l'appareil est en charge, les enfants ou les groupes à risque élevé ne devraient pas toucher à l'appareil s'il existe un risque de brûlure à la peau.
- ⚠ Pendant que l'appareil est en charge, minimisez le contact avec l'arrière de l'appareil.

Informations de sécurité

Urgences

- ⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour être un appareil téléphonique d'urgence ou pour être le seul outil d'aide à la communication.

Modifications

- ⚠ Ne tentez pas de modifier l'appareil ou ses accessoires. Les modifications pourraient créer un risque pour la sécurité et rendre l'équipement inopérant.

Nettoyer et faire l'entretien

- ⚠ Ne pas faire l'entretien de l'appareil lorsqu'il est en marche. Déconnecter le chargeur et éteindre l'appareil avant de le nettoyer ou de le désinfecter.
- ⚠ Ne pas retirer les vis qui fixent le boîtier de plastique rigide au dos de l'appareil. L'appareil sera vulnérable aux chocs et aux éclaboussures d'eau. Retirer l'amplificateur et les haut-parleurs intégrés engendra une baisse du volume. Sur certains appareils, vous exposerez également des éléments de circuit sensibles. Même si vous réassemblez l'appareil, des pièces essentielles peuvent avoir été endommagées et votre appareil ne sera plus résistant à l'eau.

Domages

- ⚠ Si votre appareil ou un accessoire est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil pour éviter d'éventuelles blessures, appelez le Service après-vente pour obtenir de l'aide et renvoyez l'article endommagé au Service après-vente pour qu'il soit réparé. N'essayez pas d'effectuer les réparations par vous-même.

Accessoires

- ⚠ Ne pas utiliser d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux qui ne sont pas indiqués dans le guide de l'utilisateur.
- ⚠ Ne pas utiliser d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux de façon autre que celle décrite dans le guide de l'utilisateur.

Fixation et positionnement

- ⚠ Toute pièce montée devrait être fixée par une personne qualifiée. L'utilisateur court le risque de se blesser si les pièces ne sont pas montées selon les instructions du fabricant. Assurez-vous que le champ de vision de l'utilisateur n'est pas obstrué par une pièce.
- ⚠ Afin de prévenir toute blessure attribuable à un geste répétitif, une analyse de positionnement doit être réalisée par une personne qualifiée.
- ⚠ Utilisez votre appareil et votre téléphone de façon sécuritaire pour texter. Ne pas texter en effectuant d'autres activités. Voir le manuel du fabricant du téléphone pour les instructions concernant une pose et un positionnement sécuritaire.

Vue et ouïe

- ⚠ Le partenaire de communication doit s'assurer que l'utilisateur prend des pauses fréquentes pour éviter la fatigue oculaire.
- ⚠ Consulter un professionnel de la vue au sujet du positionnement de l'appareil pour l'utilisateur.
- ⚠ Un niveau sonore ou une pression acoustique excessive pendant une période prolongée avec l'utilisation d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut entraîner une perte d'audition. Réglez le volume à un niveau minimal et augmentez-le seulement pour pouvoir bien entendre.

Ports et connecteurs

- ⚠ Assurez-vous que les ports de l'appareil et les connecteurs de câble sont propres afin d'assurer le meilleur contact possible et de maximiser la durée de vie de votre appareil. Les connecteurs de câble sales transfèrent les contaminants au connecteur correspondant de l'appareil et peuvent dégrader les performances.
- ⚠ Si votre appareil a été en contact avec de l'eau, assurez-vous que tous les ports USB sont secs avant d'y introduire un câble USB. Pour se débarrasser de toute trace d'humidité dans les ports USB, secouez l'appareil plusieurs fois en positionnant les ports USB vers le bas, puis servez-vous d'un chiffon en microfibre pour essuyer l'appareil. Examinez les ports USB et, si des traces d'humidité sont encore visibles, répétez le processus.
- ⚠ N'essayez pas de forcer un connecteur dans un port. Assurez-vous d'insérer le connecteur dans le bon port et de tourner le connecteur de manière qu'il corresponde à l'orientation du port.

Petites pièces, fils, câbles et courroies

- ⚠ Les fils, les câbles et les courroies posent un risque d'enchevêtrement et d'étranglement. Veuillez le prendre en considération avant de placer ces articles avec l'utilisateur de l'appareil.
- ⚠ Inspectez régulièrement les câbles, les fils et les raccords pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout là où ils sont davantage sollicités. Les câbles et les fils peuvent être endommagés ou effilochés avec le temps ou s'ils sont utilisés de façon intensive. Un câble effiloché pourrait par exemple entraîner le court-circuit du chargeur de batterie ou de l'adaptateur électrique, ce qui pose un risque pour l'utilisateur. Si un câble, un fil ou un raccord est usé ou endommagé, appelez le service d'entretien pour le faire remplacer.

- ⚠ Débrancher le fil ou le câble par la prise plutôt que par le fil afin d'éviter tout dommage ou usure.
- ⚠ Utilisez toujours les câbles selon les instructions dans ce manuel, que ce soit pour charger l'appareil ou pour transférer des fichiers de vocabulaire.
- ⚠ Les petites pièces peuvent poser un risque d'étouffement ou autre.
- ⚠ Une fois le pied retiré, il pose un danger d'étouffement et pourrait causer des blessures aux yeux. Placez-le dans un endroit sécuritaire.
- ⚠ L'utilisateur peut se pincer le doigt lors de la fermeture du pied.
- ⚠ La clé USB pose un risque d'étouffement. Placez-la dans un endroit sécuritaire lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- ⚠ Le stylos est un risque potentiel pour percer les yeux.

Écran

- ⚠ Ne pas utiliser l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé.
- ⚠ Ne pas retirer la protection pour l'écran tactile de l'appareil. Elle protège l'utilisateur des débris de verre en cas de bris.

Émissions/Interférence

- ⚠ Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'appareil, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de cet équipement pourraient être dégradées. Éloignez-vous, si possible, de la source de l'interférence.
- ⚠ Cet appareil n'a pas été testé pour la compatibilité avec tous les autres émetteurs RF potentiels tels que les rayons X, les détecteurs de métaux, les équipements électro chirurgicaux, les équipements de diathermie, les appareils cellulaires 5G, NFC, WPT ou les appareils de surveillance électronique des articles (EAS). La prudence est de mise si de tels émetteurs sont présents dans l'environnement d'utilisation.
- ⚠ Un risque d'augmentation des émissions ou de diminution de l'immunité peut survenir si des câbles supplémentaires sont connectés.
- ⚠ L'utilisation de cet équipement à côté ou en combinaison avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- ⚠ Lorsque vous utilisez cet appareil dans un environnement médical, ne l'utilisez pas avec un produit non approuvé médicalement. Respectez toutes les règles d'utilisation appropriée des appareils sans fil.
- ⚠ L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.

Eau

- ⚠ Si votre appareil a été en contact avec de l'eau, assurez-vous que tous les ports USB sont secs avant d'y introduire un câble USB. Pour se débarrasser de toute trace d'humidité dans les ports USB, secouez l'appareil plusieurs fois en positionnant les ports USB vers le bas, puis servez-vous d'un chiffon en microfibre pour essuyer l'appareil. Examinez les ports USB et, si des traces d'humidité sont encore visibles, répétez le processus.
- ⚠ L'appareil est conçu pour être utilisé dans des situations de communications normales. Il n'est pas résistant à l'eau. Ne pas vaporiser ou éclabousser de liquide directement sur l'appareil et manipulez-le avec précaution si vous trouvez à proximité d'eau. Comme avec la plupart des appareils électroniques, vous ne devriez jamais utiliser l'appareil lorsque vous vous trouvez dans l'eau (par ex. dans une piscine ou dans un bain).

Batteries et recharge

- ⚠ Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni avec votre appareil.
- ⚠ Les piles de l'amplificateur et de la tablette ne peuvent être remplacées par le client.
- ⚠ Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il est difficile de le faire fonctionner ou de le déconnecter de son chargeur.
- ⚠ Placer l'appareil dans un endroit sécuritaire pendant son chargement.
- ⚠ Suivez toujours les instructions dans ce manuel pour charger votre appareil.
- ⚠ Ne pas insérer d'objets dans le port de chargement au risque de l'endommager.
- ⚠ Afin d'éviter de recevoir une décharge électrique et d'endommager votre appareil, ne pas faire recharger l'appareil lorsqu'il est humide ou lorsqu'il se trouve dans un endroit où il pourrait devenir humide. Ne pas manipuler l'appareil, le chargeur ou les fils si vous avez les mains humides.
- ⚠ Placer l'appareil dans un endroit sec et sécuritaire pendant qu'il charge. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur.

- ⚠ Tenir l'appareil loin de l'eau et veiller à ne pas renverser d'eau ou d'autres liquides dessus.
- ⚠ Les adaptateurs de prise de pays pour le chargeur de la batterie peuvent poser un risque d'étouffement lorsqu'ils ne sont pas branchés au chargeur. Entreposer l'adaptateur dans un endroit sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ⚠ Si le chargeur, le câble ou le fil est endommagé, contactez le centre de service pour le faire remplacer.

Sources de chaleur

- ⚠ Ne pas déposer l'appareil dans un appareil comme un micro-ondes ou un four, à proximité d'une flamme nue ou sur ou près d'une source de chaleur comme une cuisinière ou un radiateur.
- ⚠ Ne pas laisser l'appareil dans un véhicule chaud pendant trop longtemps.

Environnement riche en oxygène

- ⚠ Ne placez pas l'appareil dans un environnement riche en oxygène (salle d'opération, tente à oxygène, etc.).

Toucher la surface

- ⚠ Pendant que l'appareil est en charge, toucher la surface de l'appareil avec une peau lésée pourrait aggraver la blessure.
- ⚠ Pendant que l'appareil est en charge, les enfants ou les groupes à risque élevé ne devraient pas toucher à l'appareil s'il existe un risque de brûlure à la peau.
- ⚠ Pendant que l'appareil est en charge, minimisez le contact avec l'arrière de l'appareil.

Appareils médicaux implantables

Une minimum séparation de six (6) pouces devrait être maintenue entre un appareil mobile sans-fil et un appareil médical implantable, tel qu'un stimulateur cardiaque, un défibrillateur cardiaque implantable, un stimulateur du nerf vague, un shunt ou un stent, pour éviter les interférences magnétiques potentielles avec l'appareil médical. Les personnes qui utilisent ces sortes d'appareil :

- Devraient TOUJOURS garder l'appareil mobile plus que six (6) pouces de son appareil médical implantable
- Ne devraient pas apporter l'appareil mobile dans la poche d'une chemise
- Devraient déplacer l'appareil mobile loin d'eux-mêmes immédiatement s'il y a raison de soupçonner qu'il interférerait avec l'appareil médical implantable
- Devraient lire et suivre les directions du fabricant pour votre appareil médical implantable. Consulter votre médecin si vous avez des questions à propos l'utilisation de votre appareil sans-fil avec un appareil médical implantable.

Informations de conformité

Avertissement de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PMN canadien

Ce produit comprend BGM220P22A.

Avertissement de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à l'article 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Attention! Toute modification apportée à l'appareil sans l'autorisation expresse de PRC-Salttillo pourrait révoquer le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Note : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes concernant les appareils informatiques de Classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Demander conseil au fournisseur ou à un technicien radiotélévision expérimenté.

FCC RF Radiation Exposition et Déclats SAR

Cet appareil a été testé pour la conformité au taux d'absorption spécifique (SAR) porté sur le corps. Le module radio a été évalué selon le bulletin FCC OET 65C (01-01) et jugé conforme aux exigences énoncées dans les sections 2.1093 et 15.247 (b) (4) du CFR 47 concernant l'exposition aux radiofréquences des appareils à radiofréquence. Ce modèle répond aux exigences gouvernementales applicables en matière d'exposition aux ondes de radiofréquence. La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 w / kg.

Équipement de communication sans fil

Cet appareil de communication sans fil tels que les appareils de réseau domestique sans fil, les téléphones portables, les téléphones sans fil et leurs stations de base et les talkies-walkies peuvent affecter cet appareil et doivent être maintenus à au moins six (6) pouces de l'appareil.

Restrictions concernant l'utilisation prévue, les tierces parties et la perte de données

- PRC-Salttillo ne garantit pas le fonctionnement de cet appareil de synthèse vocale hors des termes de sa garantie expresse concernant l'utilisation prévue de la synthèse vocale. PRC-Salttillo n'est pas responsable des logiciels de tierces parties ni de toute blessure, de tout dommage ou de tout litige résultant de l'utilisation ou du mauvais fonctionnement de technologies, de sites internet, de produits et de logiciels de tierces parties. D'autres utilisations pourraient nécessiter des analyses cliniques supplémentaires qui dépassent le champ d'application d'une évaluation pour des appareils de synthèse vocale.
- PRC-Salttillo n'est pas responsable de toute perte ou réclamation d'une partie tierce découlant de l'utilisation de ce produit.
- PRC-Salttillo n'est pas responsable de tout dommage ou perte causée par la suppression de données découlant d'une réparation ou du remplacement de la pile. Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes sur une autre plateforme (ordinateur) afin d'éviter de les perdre.

Utilisation prévue

Cet appareil est un appareil de synthèse de la parole qui favorise la communication chez les personnes ayant un trouble de la parole/du langage. Cet appareil et ses programmes de langage permettent à l'utilisateur d'initier des conversations, d'obtenir des renseignements et de faire part de ses opinions et de ses émotions. Il peut être tenu dans la main, être utilisé avec un pied sur une table ou être monté sur un fauteuil roulant. On peut l'utiliser grâce à son écran tactile ou à une variété d'accessoires pour interrupteurs disponibles.

L'appareil ne contient aucune substance médicale, aucun sang humain et aucun produit dérivé du plasma et n'est pas fabriqué en utilisant des tissus d'origine animale.

Indications et contre-indications

Indication : Cet appareil est un appareil de synthèse de la parole qui favorise la communication chez les personnes ayant un trouble de la parole/du langage.

Contre-indication : Cet appareil n'est pas conçu pour être un appareil téléphonique d'urgence ou pour être le seul outil d'aide à la communication.

Risques d'application existants

Aucun risque d'application existant n'est connu.

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue de l'appareil est de cinq ans. Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, jetez-le conformément aux législations sur le recyclage d'appareils électroniques en vigueur dans votre municipalité, dans votre province ou dans votre pays.

Utilisateurs visés

La personne qui utilise l'appareil pour communiquer, le partenaire de communication de cette personne ou la personne qui modifie les paramètres, fait la maintenance des fichiers du logiciel, etc. sont les utilisateurs visés par l'appareil. Les images et les instructions dans ce document aideront ces personnes à utiliser l'appareil de façon qu'il accomplisse son objectif.

Positionnement des utilisateurs

Pour être utilisé de façon normale, l'appareil devrait se trouver à une distance de 12 à 14 pouces du corps de la personne. Cette distance risque de varier si l'on choisit de tenir l'appareil en main ou si on le pose sur une table ou un fauteuil roulant.

Compétences spéciales, formation ou connaissances requises

Aucune compétence ou formation particulière n'est requise pour utiliser ou entretenir l'appareil. Les images et le texte de ce document aideront les opérateurs à acquérir les connaissances nécessaires pour atteindre l'utilisation prévue de l'appareil.

Instructions d'utilisation

- Toutes les fonctionnalités de l'appareil sont sécuritaires pour l'utilisateur. Suivre les instructions dans ce manuel pour obtenir des résultats optimaux.
- Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil ou l'amplificateur si l'appareil est utilisé de façon quotidienne. Il est recommandé de redémarrer l'appareil une fois par semaine et de le mettre en veille tous les jours.
- Contacter PRC-Saltito et votre représentant national pour signaler tout incident sérieux en lien avec l'appareil.
- Pour toute information concernant le nettoyage de l'appareil, voir la section « Nettoyer et désinfecter de votre appareil ».

Instructions d'entreposage

Si vous entreposez l'appareil pour une longue période, éteignez l'appareil et l'amplificateur. Les appareils entreposés doivent être chargés tous les six mois.

Classifications

Protection contre les décharges électriques : Classe 2/Alimentation interne

Mode d'utilisation : Continu

Type de pièces appliquées : BF

Explication des symboles

Cette section explique les symboles qui apparaissent sur les appareils, accessoires ou emballages PRC-Saltillo.



Cet appareil est conforme à la réglementation de la FCC



Cet appareil satisfait aux normes en matière de santé, de sécurité et d'environnement de l'Union européenne



L'appareil est conforme aux exigences du UK MDR 2002



Le présent appareil est conforme aux Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) applicables aux appareils radio exempts de licence



Tout l'équipement, excluant l'adaptateur, est composé de pièces appliquées de type BF. Une « pièce appliquée » correspond à la section de l'appareil avec lequel l'utilisateur entre en contact lorsque l'appareil est utilisé correctement



L'appareil est conforme aux normes techniques ACMA applicables pour les télécommunications, les radiocommunications, la CEM et l'EME



Mise en garde! Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil pour éviter des conséquences indésirables



Cet appareil émet des rayonnements électromagnétiques non ionisants à un niveau généralement élevé et potentiellement dangereux



Recycler le matériel électronique. Ne pas jeter l'appareil



Indice de protection IP (Ingress Protection) de l'appareil. L'indice classe le degré de protection fourni contre l'intrusion d'objets solides et d'eau



Garder au sec. L'appareil doit être protégé de l'humidité



La plage de températures auxquelles l'appareil peut être exposée pendant son utilisation, son transport ou son stockage



La plage d'humidité à laquelle l'appareil peut être exposé pendant son utilisation, son transport ou son stockage



La plage de pression atmosphérique à laquelle l'appareil peut être exposé en toute sécurité pendant son utilisation, son transport ou son stockage



Reportez-vous au manuel d'instructions



Se référer à la notice d'utilisation ou se référer à la notice d'utilisation électronique



L'appareil utilise la technologie sans-fil Bluetooth



Le numéro de modèle de l'appareil



Le numéro de série de l'appareil



La date de fabrication de l'appareil et le nom et l'adresse du fabricant



Indique un appareil médical



Le représentant autorisé en Suisse



Représentant autorisé dans la Communauté européenne



La personne responsable au Royaume-Uni

EMC ACCOMPANYING DOCUMENT

The Via Nano 6 requires special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in these accompanying documents.

WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Via Nano 6, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

WARNING: A risk of increased emissions or decreased immunity may result if any additional cables are attached.


WARNING: This device has not been tested for compatibility with all other potential RF Emitters such as X-ray, Metal Detectors, Electrosurgical Equipment, Diathermy Equipment, 5G Cellular, NFC, WPT, or Electronic Article Surveillance (EAS) devices. Caution should be used if such emitters are present within the use environment.

WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

WARNING: Use of accessories, transducers, and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

| Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions | | |
|---|------------|---|
| The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment. | | |
| Emissions test | Compliance | Electromagnetic environment - guidance |
| RF emissions CISPR 11 | Group 1 | The Via Nano 6 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. |
| RF emissions CISPR 11 | Class B | The Via Nano 6 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. |
| Harmonic emissions IEC 61000-3-2 | Class A | |
| Voltage Fluctuations IEC 61000-3-3 | Complies | |

| Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity | | | |
|---|--|--|--|
| The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment. | | | |
| Immunity test | IEC 60601 test level | Compliance level | Electromagnetic environment - guidance |
| Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 | ±8kV contact ±15kV air | ±8kV contact ±15kV air | Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. |
| Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4 | ±2kV for power supply lines | ±2kV for power supply lines | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment |
| Surge IEC 61000-4-5 | ±1kV line(s) to line (2) ±2kV line(s) to earth | ±1kV line(s) to line (2) | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. |
| Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11 | 0 % U_T ; 0,5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % U_T ; 1 cycle and 70 % U_T ; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % U_T ; 250/300 cycle | 0 % U_T ; 0,5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % U_T ; 1 cycle and 70 % U_T ; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % U_T ; 250/300 cycle | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the Via Nano 6 requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Via Nano 6 be powered from an uninterruptible power supply or a battery. |
| Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment. |
| NOTE: U_T is the A.C. mains voltage prior to application of the test level. | | | |

| Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity | | | |
|---|---|---|---|
| The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment. | | | |
| Immunity test | IEC 60601 test level | Compliance level | Electromagnetic environment - guidance |
| Conducted RF IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz | 3 Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz | <p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Via Nano 6, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.</p> <p>Recommended separation distance:</p> $d = [3.5/10] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = [7/10] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.7 GHz}$ <p>where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,^a should be less than the compliance level in each frequency range.^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p>  |
| Radiated RF IEC 61000-4-3 | 10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz | 10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz | |
| <p>NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.</p> <p>NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.</p> | | | |
| <p>Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Via Nano 6 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Via Nano 6 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Via Nano 6.</p> | | | |

| Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|------------------|------------|----------------|---|-------|
| The Via Nano 6 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Via Nano 6 should ensure that it is used in such an environment. | | | | | | | | |
| Immunity test | IEC 60601 test level | | | Compliance level | | | Electromagnetic environment - guidance | |
| | MHz | Modulation | Field Strength | MHz | Modulation | Field Strength | | |
| IMMUNITY to proximity fields from RF wireless communications equipment | 385 | 18 Hz | 27 V/m | 385 | 18 Hz | 27 V/m | Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Via Nano 6, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $E = [6/d] \sqrt{P}$ $d = [6/E] \sqrt{P}$ where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer, d is the recommended separation distance in meters (m), and E is the field strength in V/m. Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: | |
| | 450 | 18 Hz | 28 V/m | 450 | 18 Hz | 28 V/m | | |
| | 710 | 217 Hz | 9 V/m | 710 | 217 Hz | 9 V/m | | |
| | 745 | 217 Hz | 9 V/m | 745 | 217 Hz | 9 V/m | | |
| | 780 | 217 Hz | 9 V/m | 780 | 217 Hz | 9 V/m | | |
| | 810 | 18 Hz | 28 V/m | 810 | 18 Hz | 28 V/m | | |
| | 870 | 18 Hz | 28 V/m | 870 | 18 Hz | 28 V/m | | |
| | 930 | 18 Hz | 28 V/m | 930 | 18 Hz | 28 V/m | | |
| | 1720 | 217 Hz | 28 V/m | 1720 | 217 Hz | 28 V/m | | |
| | 1845 | 217 Hz | 28 V/m | 1845 | 217 Hz | 28 V/m | | |
| | 1970 | 217 Hz | 28 V/m | 1970 | 217 Hz | 28 V/m | | |
| | 2450 | 217 Hz | 28 V/m | 2450 | 217 Hz | 28 V/m | | |
| | IMMUNITY to proximity magnetic fields IEC 61000-4-39 | 5240 | 217 Hz | 9 V/m | 5240 | 217 Hz | | 9 V/m |
| | | 5500 | 217 Hz | 9 V/m | 5500 | 217 Hz | | 9 V/m |
| 5785 | | 217 Hz | 9 V/m | 5785 | 217 Hz | 9 V/m | | |
| 0.1342 | | 2.1kHz | 65 A/m | 0.1342 | 2.1kHz | 65 A/m | | |
| 13.56 | | 50kHz | 7.5 A/m | 13.56 | 50kHz | 7.5 A/m | | |
| | 0.030 | CW | 8 A/m | 0.030 | CW | 8 A/m | | |



NOTE: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment as well as RF wireless communications equipment and the Via Nano 6.

The Via Nano 6 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Via Nano 6 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Via Nano 6, as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

| Rated maximum output power of transmitter (W) | Separation distance according to frequency of transmitter (m) | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 80 to 800 MHz $d = [3.5/10] \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.7 GHz $d = [7/10] \sqrt{P}$ | 710, 745, 780, 5240, 5500, 5785 MHz $d = [6/9] \sqrt{P}$ | 385, 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450 MHz $d = [6/28] \sqrt{P}$ |
| 0.01 | 0.035 | 0.070 | 0.067 | 0.021 |
| 0.1 | 0.110 | 0.221 | 0.211 | 0.070 |
| 1 | 0.350 | 0.700 | 0.667 | 0.214 |
| 10 | 1.107 | 2.213 | 2.108 | 0.700 |
| 100 | 3.500 | 7.000 | 6.670 | 2.143 |

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.



Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077

Compliance Information

PRODUCT IDENTIFICATION: Via® Nano 6.1

RESPONSIBLE PARTY (U.S. Contact Information required):

Prentke Romich Company
1022 Heyl Road
Wooster, Ohio 44691 USA

CONTACT: Hardware Manager

TELEPHONE NUMBER AND/OR E-MAIL ADDRESS: 330.262.1984

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THIRD PARTY TESTING:



16740 Peters Road
Middlefield, OH 44062 USA
Phone: 440.632.5541
Fax: 440.632.5542
Toll Free: 877.405.1580

RESPONSIBLE PARTY SIGNATURE:

Date: November 20, 2024

(signature)

Name: Dustin Welty

Title: VP of Engineering

Location: Wooster, Ohio 44691 USA

Informations de contact



Fabricant

Prentke Romich Company

1022 Heyl Rd

Wooster, OH 44691

États-Unis

Tél : +1 330 262-1984 · +1 800 262-1984

Fax: +1 330 262-4829

Courriel: info@prentrom.com

Site Web: www.prc-salttillo.com/



Représentant autorisé de l'UE

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3

D-34117 Kassel

Allemagne

Tél : +49 (0) 561 7 85 59-0

Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29

Courriel: info@prentke-romich.de

Site Web: www.prentke-romich.de/



Importateur de l'UE

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3

D-34117 Kassel

Allemagne

Tél : +49 (0) 561 7 85 59-0

Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29

Courriel: info@prentke-romich.de

Site Web: www.prentke-romich.de/



Personne responsable et importateur au Royaume-Uni

Liberator Ltd

«Whitegates», 25-27 High Street

Swinstead, Lincolnshire NG33 4PA

R- U

Tél : +44 (0) 1733 370 470

Fax: +44 (0) 1476 552 473

Courriel: info@liberator.co.uk

Site Web: www.liberator.co.uk/

Représentant autorisé en Australie

Liberator Pty Ltd

265, Gilbert Street,

Adelaide, SA 5000 Australia

Tél. : +61 (0) 8 8211 7766

E-mail : info@liberator.net.au

Web : www.liberator.net.au/